

CONTAINERSYSTEME

RFQ

CONTAINER SYSTEMS



Steril 
Container
System

Merkmale von RFQ-Containern

- Durch einheitliche Bauart sind alle Container und Siebkörbe raumsparend stapelbar
- Langzeit-Sterillagerung
- Die Verwendung von eloxiertem Aluminium gewährleistet beste Trocknungseigenschaften und Gewichtsreduzierung.
- Sicherer Transport und Aufbewahrung von Instrumenten.
- Kostenreduzierung durch lange Lebensdauer.
- Entsorgungscontainer schützen vor der Kontamination bei der Entsorgung.



Allgemeine Informationen

Container mit Deckel-Perforation und nicht perforiertem Boden sind nach DIN 58946 Teil 6 (Betrieb von Groß-Sterilisatoren) für folgende Sterilisationen geeignet:

Fraktioniertes Strömungsverfahren

Bei diesem Verfahren wird die Luft durch mehrere Stöße mit Sattedampf von $p_e^{>1}$ bar mit jeweils anschließender Druckentlastung aus dem Sterilisations-Behälter verdrängt.



Fraktioniertes Vakuumverfahren

Bei diesem Verfahren erfolgt die Sterilisation durch:

- mehrfaches Evakuieren bis zu einem Druck $p_{aps} < 130$ mbar im Wechsel mit Dampfeinströmung auf einen Druck, der unter oder über dem Atmosphärendruck liegt.
- Dampfeinlassen bis zum Erreichen des Betriebsüberdrucks.

Dampfinjektionsverfahren

Bei diesem Verfahren erfolgt die Sterilisation durch:

- einmaliges Evakuieren bis zu einem Druck $p_{aps} < 70$ mbar bei gleichzeitigem Einströmen geringer Dampfmengen.
- Dampfeinlassen bis zum Erreichen des Betriebsüberdrucks.

Container mit Deckel-Perforation und perforiertem Boden sind nach DIN 58946 Teil 1 (Betrieb von Groß-Sterilisatoren) für Gravitationsverfahren und Vorvakuumverfahren geeignet.

Allgemeine Informationen



Die Standard-Container Basic Modell sind mit und ohne perforiertem Boden erhältlich. Die Filter sind nicht gegen Verschmutzung durch Flüssigkeiten, Staub oder mechanische Einwirkung geschützt.



Die Deckel sind in 6 verschiedenen Farben erhältlich.

Allgemeine Informationen

Bei den Standard-Containern Safety-Modell sind die Filterdeckel durch einen zusätzlichen Überdeckel geschützt.



Die Überdeckel sind ebenfalls
in 6 Farben lieferbar.

Allgemeine Informationen



Vorderansicht



Jeder Container kann mit zwei Kennzeichnungsschildern versehen werden: Eines für die jeweilige medizinische Abteilung, eines für die betreffende Operation. Die Schilder lassen sich leicht in die dafür vorgesehenen Schlitze einschieben und sind mit Federdruck gesichert.



Die Angaben auf dem Indicatorschild werden vor dem Sterilisationsvorgang eingetragen. Die Schilder werden dann in ihre federdruckgesicherten Schlitze eingeschoben.



Eine Sicherheitsplombe schützt den Container vor unbefugtem Öffnen. Das Siegel bricht automatisch auf, sobald die Verschlussklappe geöffnet wird.


Allgemeine Informationen



- 1- Die Verschlussklappen sind bis zu einem Öffnungswinkel von 180° schwenkbar. Sie können in jeder Position festgestellt werden.
 2- Die Deckel sind rundum, in der Mitte und am Aussenrand der Filterhalterung mit vollständig eingelassenen Silikondichtungen versehen.



Die Filterhalterung wird einhändig mit Druckknopf verriegelt. Dadurch kann der Filter leicht und schnell ausgetauscht werden. Bei der Herstellung des Verschlusssystems werden nur hochwertigste und langlebige Materialien eingesetzt.



Um den Sicherheitsdeckel hochzuheben, schieben Sie einfach das Schloss in Pfeilrichtung (1), halten den Riegel fest und ziehen in Pfeilrichtung (2). Zum Befestigen des Sicherheitsdeckels setzen Sie ihn einfach auf den Containerdeckel auf und drücken ihn hinunter.

1/1 Standard-Container Basic Modell



580 x 280 x 100 mm



63-11101-00
 63-11201-00
 63-11301-00
 63-11401-00
 63-11501-00
 63-11601-00

63-11111-00
 63-11211-00
 63-11311-00
 63-11411-00
 63-11511-00
 63-11611-00

580 x 280 x 135 mm



63-11101-30
 63-11201-30
 63-11301-30
 63-11401-30
 63-11501-30
 63-11601-30

63-11111-30
 63-11211-30
 63-11311-30
 63-11411-30
 63-11511-30
 63-11611-30

580 x 280 x 150 mm



63-11101-50
 63-11201-50
 63-11301-50
 63-11401-50
 63-11501-50
 63-11601-50

63-11111-50
 63-11211-50
 63-11311-50
 63-11411-50
 63-11511-50
 63-11611-50

580 x 280 x 200 mm



63-11102-00
 63-11202-00
 63-11302-00
 63-11402-00
 63-11502-00
 63-11602-00

63-11112-00
 63-11212-00
 63-11312-00
 63-11412-00
 63-11512-00
 63-11612-00


580 x 280 x 260 mm



63-11102-60
 63-11202-60
 63-11302-60
 63-11402-60
 63-11502-60
 63-11602-60

63-11112-60
 63-11212-60
 63-11312-60
 63-11412-60
 63-11512-60
 63-11612-60

1/1 Standard-Container Safety Modell



580 x 280 x 100 mm



63-11121-00
 63-11221-00
 63-11321-00
 63-11421-00
 63-11521-00
 63-11621-00

63-11131-00
 63-11231-00
 63-11331-00
 63-11431-00
 63-11531-00
 63-11631-00

580 x 280 x 135 mm



63-11121-30
 63-11221-30
 63-11321-30
 63-11421-30
 63-11521-30
 63-11621-30

63-11131-30
 63-11231-30
 63-11331-30
 63-11431-30
 63-11531-30
 63-11631-30

580 x 280 x 150 mm



63-11121-50
 63-11221-50
 63-11321-50
 63-11421-50
 63-11521-50
 63-11621-50

63-11131-50
 63-11231-50
 63-11331-50
 63-11431-50
 63-11531-50
 63-11631-50

580 x 280 x 200 mm



63-11122-00
 63-11222-00
 63-11322-00
 63-11422-00
 63-11522-00
 63-11622-00

63-11132-00
 63-11232-00
 63-11332-00
 63-11432-00
 63-11532-00
 63-11632-00

580 x 280 x 260 mm



63-11122-60
 63-11222-60
 63-11322-60
 63-11422-60
 63-11522-60
 63-11622-60

63-11132-60
 63-11232-60
 63-11332-60
 63-11432-60
 63-11532-60
 63-11632-60

1/1 Standard-Container Wannen & Deckel



580x280x100 mm	63-11051-00
580x280x135 mm	63-11051-30
580x280x150 mm	63-11051-50
580x280x200 mm	63-11052-00
580x280x260 mm	63-11052-60



580x280x100 mm	63-11061-00
580x280x135 mm	63-11061-30
580x280x150 mm	63-11061-50
580x280x200 mm	63-11062-00
580x280x260 mm	63-11062-60



Deckel perforiert
580x280 mm

63-11000-10
63-11000-20
63-11000-30
63-11000-40
63-11000-50
63-11000-60

Safety-Deckel
580x280 mm



63-11030-10
63-11030-20
63-11030-30
63-11030-40
63-11030-50
63-11030-60

1/1 -Siebkörbe

485 x 255 x 030 mm	63-11900-30
485 x 255 x 050 mm	63-11900-50
485 x 255 x 070 mm	63-11900-70
485 x 255 x 100 mm	63-11901-00

540 x 255 x 030 mm	63-11910-30
540 x 255 x 050 mm	63-11910-50
540 x 255 x 070 mm	63-11910-70
540 x 255 x 100 mm	63-11911-00

1/2 Standard-Container Basic Modell



285 x 280 x 100 mm



63-13101-00
 63-13201-00
 63-13301-00
 63-13401-00
 63-13501-00
 63-13601-00

63-13111-00
 63-13211-00
 63-13311-00
 63-13411-00
 63-13511-00
 63-13611-00

285 x 280 x 135 mm



63-13101-30
 63-13201-30
 63-13301-30
 63-13401-30
 63-13501-30
 63-13601-30

63-13111-30
 63-13211-30
 63-13311-30
 63-13411-30
 63-13511-30
 63-13611-30

285 x 280 x 150 mm



63-13101-50
 63-13201-50
 63-13301-50
 63-13401-50
 63-13501-50
 63-13601-50

63-13111-50
 63-13211-50
 63-13311-50
 63-13411-50
 63-13511-50
 63-13611-50

285 x 280 x 200 mm



63-13102-00
 63-13202-00
 63-13302-00
 63-13402-00
 63-13502-00
 63-13602-00

63-13112-00
 63-13212-00
 63-13312-00
 63-13412-00
 63-13512-00
 63-13612-00


285 x 280 x 260 mm



63-13102-60
 63-13202-60
 63-13302-60
 63-13402-60
 63-13502-60
 63-13602-60

63-13112-60
 63-13212-60
 63-13312-60
 63-13412-60
 63-13512-60
 63-13612-60

1/2 Standard-Container Safety Modell



285 x 280 x 100 mm



63-13121-00
 63-13221-00
 63-13321-00
 63-13421-00
 63-13521-00
 63-13621-00

63-13131-00
 63-13231-00
 63-13331-00
 63-13431-00
 63-13531-00
 63-13631-00

285 x 280 x 135 mm



63-13121-30
 63-13221-30
 63-13321-30
 63-13421-30
 63-13521-30
 63-13621-30

63-13131-30
 63-13231-30
 63-13331-30
 63-13431-30
 63-13531-30
 63-13631-30

285 x 280 x 150 mm



63-13121-50
 63-13221-50
 63-13321-50
 63-13421-50
 63-13521-50
 63-13621-50

63-13131-50
 63-13231-50
 63-13331-50
 63-13431-50
 63-13531-50
 63-13631-50

285 x 280 x 200 mm



63-13122-00
 63-13222-00
 63-13322-00
 63-13422-00
 63-13522-00
 63-13622-00

63-13132-00
 63-13232-00
 63-13332-00
 63-13432-00
 63-13532-00
 63-13632-00

285 x 280 x 260 mm



63-13122-60
 63-13222-60
 63-13322-60
 63-13422-60
 63-13522-60
 63-13622-60

63-13132-60
 63-13232-60
 63-13332-60
 63-13432-60
 63-13532-60
 63-13632-60

1/2 Standard-Container Wannen & Deckel



285x280x100 mm	63-13051-00
285x280x135 mm	63-13051-30
285x280x150 mm	63-13051-50
285x280x200 mm	63-13052-00
285x280x260 mm	63-13052-60



285x280x100 mm	63-13061-00
285x280x135 mm	63-13061-30
285x280x150 mm	63-13061-50
285x280x200 mm	63-13062-00
285x280x260 mm	63-13062-60



Deckel perforiert
285x280 mm

63-13000-10
63-13000-20
63-13000-30
63-13000-40
63-13000-50
63-13000-60

Safety-Deckel
285x280 mm




63-13030-10
63-13030-20
63-13030-30
63-13030-40
63-13030-50
63-13030-60

1/2 -Siebkörbe



255 x 245 x 030 mm	63-13900-30
255 x 245 x 050 mm	63-13900-50
255 x 245 x 070 mm	63-13900-70
255 x 245 x 100 mm	63-13901-00

3/4 Standard-Container Basic Modell



465 x 280 x 100 mm



63-12101-00
 63-12201-00
 63-12301-00
 63-12401-00
 63-12501-00
 63-12601-00

63-12111-00
 63-12211-00
 63-12311-00
 63-12411-00
 63-12511-00
 63-12611-00

465 x 280 x 135 mm



63-12101-30
 63-12201-30
 63-12301-30
 63-12401-30
 63-12501-30
 63-12601-30

63-12111-30
 63-12211-30
 63-12311-30
 63-12411-30
 63-12511-30
 63-12611-30



465 x 280 x 150 mm



63-12101-50
 63-12201-50
 63-12301-50
 63-12401-50
 63-12501-50
 63-12601-50

63-12111-50
 63-12211-50
 63-12311-50
 63-12411-50
 63-12511-50
 63-12611-50

3/4 Standard-Container Safety Modell



465 x 280 x 100 mm



63-12121-00
 63-12221-00
 63-12321-00
 63-12421-00
 63-12521-00
 63-12621-00

63-12131-00
 63-12231-00
 63-12331-00
 63-12431-00
 63-12531-00
 63-12631-00

465 x 280 x 135 mm



63-12121-30
 63-12221-30
 63-12321-30
 63-12421-30
 63-12521-30
 63-12621-30

63-12131-30
 63-12231-30
 63-12331-30
 63-12431-30
 63-12531-30
 63-12631-30

465 x 280 x 150 mm



63-12121-50
 63-12221-50
 63-12321-50
 63-12421-50
 63-12521-50
 63-12621-50

63-12131-50
 63-12231-50
 63-12331-50
 63-12431-50
 63-12531-50
 63-12631-50

3/4 Standard-Container Wannen & Deckel



465x280x100 mm 63-12051-00
 465x280x135 mm 63-12051-30
 465x280x150 mm 63-12051-50



465x280x100 mm 63-12061-00
 465x280x135 mm 63-12061-30
 465x280x150 mm 63-12061-50

Deckel perforiert
 485x280 mm

Safety-Deckel
 485x280 mm



63-12000-10
 63-12000-20
 63-12000-30
 63-12000-40
 63-12000-50
 63-12000-60




63-12030-10
 63-12030-20
 63-12030-30
 63-12030-40
 63-12030-50
 63-12030-60

3/4 - Siebkörbe



405 x 255 x 030 mm	63-12900-30
405 x 255 x 050 mm	63-12900-50
405 x 255 x 070 mm	63-12900-70
405 x 255 x 100 mm	63-12901-00

Entsorgungs-Container



285 x 280 x 100 mm



63-13151-00
 63-13251-00
 63-13351-00
 63-13451-00
 63-13551-00
 63-13651-00



285 x 280 x 150 mm



63-13151-50
 63-13251-50
 63-13351-50
 63-13451-50
 63-13551-50
 63-13651-50

285 x 280 x 150 mm 63-13051-00
 285 x 280 x 150 mm 63-13051-50

580 x 280 x 150 mm



63-11151-50
 63-11251-50
 63-11351-50
 63-11451-50
 63-11551-50
 63-11651-50



580 x 280 x 150 mm 63-11051-50

Entsorgungsdeckel
 580x280 mm



63-11020-10
 63-11020-20
 63-11020-30
 63-11020-40
 63-11020-50
 63-11020-60

Entsorgungsdeckel
 285x280mm




63-13020-10
 63-13020-20
 63-13020-30
 63-13020-40
 63-13020-50
 63-13020-60

CONTAINERSYSTEME



CONTAINER SYSTEMS

Flach-Container



285 x 280 x 55 mm



63-13100-50
63-13200-50
63-13300-50
63-13400-50
63-13500-50

285 x 280 x 85 mm



63-13100-80
63-13200-80
63-13300-80
63-13400-80
63-13500-80

63-13110-80
63-13210-80
63-13310-80
63-13410-80
63-13510-80

Flach-Container Wannen & Deckel



285x280x55 mm 63-13050-50
285x280x85 mm 63-13050-80



285x280x85 mm 63-13060-80



Deckel perforiert
285x280 mm

63-13040-10
63-13040-20
63-13040-30
63-13040-40
63-13040-50

Mini-Container



300 x 140 x 40 mm



63-14100-40
63-14200-40
63-14300-40
63-14400-40
63-14500-40

63-14110-40
63-14210-40
63-14310-40
63-14410-40
63-14510-40

300 x 140 x 70 mm



63-14100-70
63-14200-70
63-14300-70
63-14400-70
63-14500-70

63-14110-70
63-14210-70
63-14310-70
63-14410-70
63-14510-70


300 x 140 x 100 mm



63-14101-00
63-14201-00
63-14301-00
63-14401-00
63-14501-00

63-14111-00
63-14211-00
63-14311-00
63-14411-00
63-14511-00

Mini-Container Wannen & Deckel



300x140x040 mm 63-14050-40
 300x140x070 mm 63-14050-70
 300x140x100 mm 63-14051-00



300x140x040 mm 63-14060-40
 300x140x070 mm 63-14060-70
 300x140x100 mm 63-14061-00

Deckel perforiert
 300x140 mm



63-14000-10
 63-14000-20
 63-14000-30
 63-14000-40
 63-14000-50