



FASEROPTIK


RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG

Bruderhofstr. 10 - 12
D-78532 Tuttlingen

Telefax (07461) 9617-20
Telefon (07461) 9617-0

E-Mail: info@rfq.de
<http://www.kaltlichtkabel.de>

KALTLICHTKABELVERGLEICHSLISTE



AESCULAP

SYSTEM STANDARD VERKLEBT

Faserbündel Durchmesser	Länge mm	RfQ-Artikel Kabel	Projektor Adapter	Endoskop Adapter	Aesculap-Artikelnummer
4,9	1800	00-21210-66	00-21110-70	00-21010-71	OP 906
4,9	2500	00-21110-69	00-21110-70	00-21010-71	OP 913
4,9	3500	00-21210-65	00-21110-70	00-21010-71	OP 914

SYSTEM VERSCHMOLZEN HOCHTEMPERATURFEST

Faserbündel Durchmesser	Länge mm	RfQ-Artikel Kabel	Projektor Adapter	Endoskop Adapter	Aesculap-Artikelnummer
4,9	1800	00-22230-30	00-21110-70	00-21010-71	OP 906
4,9	2500	00-22230-45	00-21110-70	00-21010-71	OP 913
4,9	3500	00-22230-55	00-21110-70	00-21010-71	OP 914

Lichtleiter entsprechen nicht zu 100% dem Original-Kaltlichtkabel des Herstellers.
Irrtümer vorbehalten.

LE=LICHTEINTRITT
LA=LICHTAUSTRITT