



FASEROPTIK


RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG

Bruderhofstr. 10 - 12
D-78532 Tuttlingen

Telefax (07461) 9617-20
Telefon (07461) 9617-0

E-Mail: info@rfq.de
<http://www.kaltlichtkabel.de>

KALTLICHTKABELVERGLEICHSLISTE



DYONICS NEU

SYSTEM STANDARD VERKLEBT

Faserbündel Durchmesser	Länge mm	RfQ-Artikel Kabel	Projektor Adapter	Endoskop Adapter	Dyonics-Artikelnummer
3,5	1800	00-21110-60	Diverse Adaptionmöglichkeiten (siehe unten)		57-2138
4,9	2500	00-21110-69			57-2985
4,9	1800	00-21210-66			57-2140

SYSTEM VERSCHMOLZEN HOCHTEMPERATURFEST

Faserbündel Durchmesser	Länge mm	RfQ-Artikel Kabel	Projektor Adapter	Endoskop Adapter	Dyonics-Artikelnummer
3,5	1800	00-22330-30	Diverse Adaptionmöglichkeiten (siehe unten)		57-2138
4,9	2500	00-22230-45			57-2985
4,9	1800	00-22230-30			57-2140

ADAPTERSYSTEME

LE ACMI	00-21110-66	57-2142
LE WOLF, DYONICS	00-21110-74	57-2147
LE STORZ	00-21110-70	57-2144
LE OLYMPUS	00-21116-62	57-2145
LA OLYMPUS	00-21010-71	57-2143
LA WOLF, DYONICS	00-21010-76	57-2146
LA ACMI	00-21010-67	57-2141

Lichtleiter entsprechen nicht zu 100% dem Original-Kaltlichtkabel des Herstellers.
Irrtümer vorbehalten.

LE=LICHTEINTRITT
LA=LICHTAUSTRITT