



# FASEROPTIK


RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG

Bruderhofstr. 10 - 12  
D-78532 Tuttlingen

Telefax (07461) 9617-20  
Telefon (07461) 9617-0

E-Mail: [info@rfq.de](mailto:info@rfq.de)  
<http://www.kaltlichtkabel.de>

## KALTLICHTKABELVERGLEICHSLISTE



## WISAP

## SYSTEM STANDARD VERKLEBT

Faserbündel Durchmesser	Länge mm	RfQ-Artikel Kabel	Projektor Adapter	Endoskop Adapter	Wisap-Artikelnummer
4,9	2300	00-21110-67	00-21110-70	00-21010-71	7761 GS1
4,9	3000	00-21210-63	STANDARD STORZ/STORZ		7761 GS2
3,5	2300	00-21110-61	WEITERE MÖGLICHKEITEN		7761 GS4
3,5	3000	00-21110-63	(SIEHE UNTEN)		7761 GS5

## SYSTEM VERSCHMOLZEN HOCHTEMPERATURFEST

Faserbündel Durchmesser	Länge mm	RfQ-Artikel Kabel	Projektor Adapter	Endoskop Adapter	Wisap-Artikelnummer
4,9	2300	00-22230-40	00-21110-70	00-21010-71	7761 GS1
4,9	3000	00-22230-50	STANDARD STORZ/STORZ		7761 GS2
3,5	2300	00-22330-40	WEITERE MÖGLICHKEITEN		7761 GS4
3,5	3000	00-22330-50	(SIEHE UNTEN)		7761 GS5

## ADAPTERSYSTEME

LE WISAP, STORZ	00-21110-70	7761 AD
LE ACMI	00-21110-66	7766 A
LE WOLF	00-21110-74	7766 W
LE OLYMPUS	00-21116-62	7766 O
LA WOLF, DYONICS	00-21010-76	7768 E
LA ACMI	00-21010-67	7768 A
LA WISAP, STORZ	00-21010-71	

Lichtleiter entsprechen nicht zu 100% dem Original-Kaltlichtkabel des Herstellers.  
Irrtümer vorbehalten.

LE=LICHTEINTRITT  
LA=LICHTAUSTRITT