


The logo consists of the letters 'RFQ' in a bold, white, sans-serif font. A large, white female symbol (a circle with a vertical line and a horizontal crossbar) is positioned to the right of the 'Q', partially overlapping it. The entire logo is set against a solid blue background.

Elektrochirurgisches Zubehör Electrosurgical Accessories



Alle nachfolgenden Elektroden sind autoklavierbar

134°C

All electrodes are autoclavable



RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Bruderhofstrasse 10-12
D-78532 Tuttlingen
Telefon +49(0)7461/96170
Telefax +49(0)7461/961720
E-Mail: info@rfq.de
Internet: <http://www.rfq.de>

Diese Broschüre bleibt ausschließlich Eigentum der Firma RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

This brochure remains exclusive property of the company RFQMedizintechnik GmbH & Co. KG.

Reprinting, even partially, is not allowed.

Technical alterations and printing errors reserved.

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
76-10205-00	Messerelektrode, Länge 3,3 x 25 mm <i>Knife electrode, length 3.3 x 25 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10202-00	Lanzettschneidelektrode, abgewinkelt, feines Blatt, 1,6 x 19 mm <i>Lancet-cutting electrode, angular, fine, 1.6 x 19 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10203-00	Lanzettschneidelektrode, gerade, 1,6 x 19 mm <i>Lancet-cutting electrode, straight, 1.6 x 19 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10203-90	Lanzettschneidelektrode, gerade, starkes Blatt, 2,5 x 25 mm <i>Lancetelectrode, straight, strong, 2.5 x 25 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10206-00	Spatelektrode, ovale Form, 3 x 24 mm <i>Spatulaelectrode, oval shape, 3 x 24 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10207-00	Messerelektrode, seitliche Spitze, 3,3 x 24 mm <i>Knife electrode, 3.3 x 24 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10232-10	Spatelektrode, biegbar, 2 x 16 mm <i>Spatula electrode, flexible, 2 x 16 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10208-00	Messerelektrode, abgewinkelt, lanzettenförmig, 1,5 x 17 mm <i>Knife electrode, angular, lancet, 1.5 x 17 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10209-00	Messerelektrode, lanzettenförmig, 1,5 x 17 mm <i>Knife electrode, lancet, 1.5 x 17 mm</i>	5		Umax: 4 KVp

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
76-10205-50	Messerelektrode, 20 x 2,5 mm <i>Knife electrode, 20 x 2,5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10211-80	Nadelelektrode mit Wolframnadel und Keramikspitze, 5 mm, Ø 0,5 mm <i>Needle electrode with tungsten needle and ceramic, 5 mm, Ø 0.5 mm</i>	1		Umax: 4 KVp
76-10210-10	Nadelelektrode, Ø 0,5 mm <i>Needle electrode, Ø 0.5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10210-30	Nadelelektrode, Ø 0,8 mm <i>Needle electrode, Ø 0.8 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10211-10	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0,5 mm <i>Needle electrode, insulated, Ø 0.5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10211-20	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0,7 mm <i>Needle electrode, insulated, Ø 0.7 mm</i>			
76-10211-60	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0,7 mm <i>Needle electrode, insulated, Ø 0.7 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10212-10	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10212-20	Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm <i>Wire loop electrode, Ø 10 mm</i>	5		Umax: 4 KVp



Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
76-10213-50	Bandschlingenelektrode, Ø 12 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 12 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10213-80	Bandschlingenelektrode, Ø 16 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 16 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10214-10	Kugelelektrode, Ø 2 mm <i>Ball electrode, Ø 2 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10214-20	Kugelelektrode, Ø 4 mm <i>Ball electrode, Ø 4 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10214-30	Kugelelektrode, Ø 6 mm <i>Ball electrode, Ø 6 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10214-80	Kugelelektrode, abgewinkelt, Ø 2 mm <i>Ball electrode, angular, Ø 2 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10214-90	Kugelelektrode, abgewinkelt, Ø 4 mm <i>Ball electrode, angular, Ø 4 mm</i>	5		Umax: 4 KVp






Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
76-10223-00	Wolframelektrode isoliert, gerade, 0,5 x 20 mm <i>Tungsten electrode, insulated, straight, 0.5 x 20 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
76-10224-00	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt, 0,5 x 20 mm <i>Tungsten electrode, insulated, angled, 0.5 x 20 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
76-10225-00	Wolframelektrode isoliert, 0,5 x 40 mm <i>Tungsten electrode, insulated, 0.5 x 40 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
76-10226-00	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt, 0,5 x 40 mm <i>Tungsten electrode, insulated, angled, 0.5 x 40 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
76-10227-00	Spatelektrode, gerade, ovale Form, 3 x 24 mm <i>Spatula electrode, straight, oval shape, 3 x 24 mm</i>	1		Umax: 4 KVp
76-10216-00	Nadelelektrode <i>Needle electrode</i>	1		Umax: 4 KVp


Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
76-10239-10	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm Wire loop electrode, Ø 5 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10239-20	Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm Wire loop electrode, Ø 10 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10240-10	Kugelelektrode, Ø 2 mm Ball electrode, Ø 2 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10240-20	Kugelelektrode, Ø 4 mm Ball electrode, Ø 4 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10240-30	Kugelelektrode, Ø 6 mm Ball electrode, Ø 6 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10241-30	Nadelelektrode, 0,8 x 12 mm Needle electrode, 0.8 x 12 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
76-10241-60	Nadelelektrode, 0,8 x 12 mm <i>Needle electrode, 0.8 x 12 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10242-00	Messerelektrode, 2,4 x 10 mm <i>Knife electrode, 2.4 x 10 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10243-00	Messerelektrode, abgewinkelt, 2,4 x 10 mm <i>Knife electrode, angled, 2.4 x 10 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10242-60	Messerelektrode, 3,3 x 25 mm <i>Knife electrode, 3.3 x 25 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10242-70	Messerelektrode, seitliche Spitze, 3,3 x 20 mm <i>Knife electrode, 3.3 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10242-80	Messerelektrode, 2,4 x 20 mm <i>Knife electrode, 2.4 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			


Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
76-10244-00	Lanzettelektrode, 1,6 x 20 mm, feines Blatt <i>Lancet electrode, 1.6 x 20 mm, fine</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 4 KVp
			
76-10244-60	Lanzettelektrode, 2,2 x 20 mm, starkes Blatt <i>Lancet electrode, 2.2 x 20 mm, strong</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 4 KVp
			
76-10232-00	Spatelektrode, 2 x 16 mm, biegsam <i>Spatula electrode, 2 x 16 mm, flexible</i>	VPE1 <i>Unit 1</i>	Umax: 4 KVp
			

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
-------------------------	-----------------------------	--	--

76-10246-00	Schlingenelektrode, 10 x 10 mm <i>Loop electrode, 10 x 10 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 0,5 KVp
-------------	---	------------------------	---------------




76-10250-10	Schlingenelektrode, 15 x 15 mm <i>Loop electrode, 15 x 15 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 0,5 KVp
-------------	---	------------------------	---------------




76-10250-00	Schlingenelektrode, 15 x 20 mm <i>Loop electrode, 15 x 20 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 0,5 KVp
-------------	---	------------------------	---------------






76-10251-00	Schlingenelektrode, 20 x 20 mm <i>Loop electrode, 20 x 20 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 0,5 KVp
-------------	---	------------------------	---------------



76-10252-00	Schlingenelektrode, 20 x 25 mm <i>Loop electrode, 20 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 0,5 KVp
-------------	---	------------------------	---------------



Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
76-10258-00	Schlingenelektrode, Ø 10 mm Loop electrode, Ø 10 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			
76-10259-00	Schlingenelektrode, Ø 15 mm Loop electrode, Ø 15 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			
76-10260-00	Schlingenelektrode, Ø 20 mm Loop electrode, Ø 20 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			
76-10261-00	Schlingenelektrode, Ø 25 mm Loop electrode, Ø 25 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
			

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

76-10264-00	Schlingenelektrode, 10 x 25 mm <i>Loop electrode, 10 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
-------------	---	------------------------

Umax: 0,5 KVp



115 mm

76-10262-00	Schlingenelektrode, 15 x 25 mm <i>Loop electrode, 15 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
-------------	---	------------------------

Umax: 0,5 KVp



115 mm

76-10263-00	Schlingenelektrode, 20 x 25 mm <i>Loop electrode, 20 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
-------------	---	------------------------

Umax: 0,5 KVp



115 mm

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

76-10270-00	Koagulationsnadel, Ø 1,2 mm Koagulation needle, Ø 1.2 mm	VPE 1 Unit 1
-------------	---	-----------------

Umax: 0,5 KVp




76-10271-00	Kugelelektrode, Ø 2 mm Ball electrode, Ø 2 mm	VPE 1 Unit 1
-------------	--	-----------------

Umax: 0,5 KVp



Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
76-10275-00	Elektrodenverlängerung, für 4 mm Schaft, 100 mm <i>Extension for electrodes, with 4 mm shaft, 100 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10275-50	Elektrodenverlängerung, für 4 mm Schaft, 150 mm <i>Extension for electrodes, with 4 mm shaft, 150 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
76-10293-50	Spannzange, von 4 mm auf 2,4 mm <i>Chuck, from 4 mm to 2.4 mm</i>	VPE 5 Unit 5	Umax: 4 KVp
			
76-10293-60	Spannzange, von 4 mm auf 1,6 mm <i>Chuck, from 4 mm to 1.6 mm</i>	VPE 5 Unit 5	Umax: 4 KVp
			

Aktive monopolare Stahl-Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar steel-electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
76-10101-00	Lanzettelektrode, gerade <i>Lancet electrode, straight</i>	5	
76-10102-00	Lanzettelektrode, abgewinkelt <i>Lancet electrode, angular</i>	5	
76-10104-00	Messerelektrode <i>Knife electrode</i>	5	
76-10105-00	Messerelektrode <i>Knife electrode</i>	5	
76-10109-00 76-10110-00	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm Ø 10 mm <i>Wire loop electrode,</i>	5	
76-10112-00 76-10113-00	Bandschlingenelektrode, Ø 10 mm Ø 15 mm <i>Ribbon loop electrode,</i>	5	
76-10114-00 76-10115-00 76-10116-00	Kugelelektrode Ø 2 mm Ø 4 mm Ø 5 mm <i>Ball electrode</i>	5	
76-10108-00	Nadelelektrode L = 22 mm L = 30 mm <i>Needle electrode</i>	5	

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
76-10300-00	Spatelektrode, 2,5 x 20 mm <i>Spatulaelectrode, 2.5 x 20 mm</i>	5	Umax: 4 KVp 
76-10301-00	Schneidelektrode, 2,5 x 20 mm <i>Blade electrode, 2.5 x 20 mm</i>	5	Umax: 4 KVp 
76-10305-10	Kuguelektrode, Ø 2,0 mm <i>Ball electrode, Ø 2.0 mm</i>	5	Umax: 4 KVp 
76-10305-20	Kuguelektrode, Ø 4,0 mm <i>Ball electrode, Ø 4.0 mm</i>	5	Umax: 4 KVp 
76-10305-30	Kuguelektrode, Ø 6,0 mm <i>Ball electrode, Ø 6.0 mm</i>	5	Umax: 4 KVp 
76-10305-80	Kuguelektrode, abgewinkelt, Ø 2,0 mm <i>Ball electrode, angular, Ø 2.0 mm</i>	5	Umax: 4 KVp 
76-10305-90	Kuguelektrode, abgewinkelt, Ø 4,0 mm <i>Ball electrode, angular, Ø 4.0 mm</i>	5	Umax: 4 KVp 



Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
76-10306-10	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp
76-10306-20	Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm <i>Wire loop electrode, Ø 10 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp
76-10306-30	Drahtschlingenelektrode, Ø 14 mm <i>Wire loop electrode, Ø 14 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp
76-10307-20	Bandschlingenelektrode, Ø 10 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 10 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp
76-10307-30	Bandschlingenelektrode, Ø 14 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 14 mm</i>	5	 Umax: 4 KVp


Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
76-10303-10	Nadelelektrode, Ø 0,5 / 0,5 x 20 mm <i>Needle electrode, Ø 0.5 / 0.5 x 20 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10303-20	Nadelelektrode, Ø 0,5 / 0,7 x 20 mm <i>Needle electrode, Ø 0.5 / 0.7 x 20 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
76-10323-00	Wolframelektrode isoliert, gerade, 0,5 x 20 mm <i>Tungsten electrode, insulated, straight, 0.5 x 20 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
76-10324-00	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt, 0,5 x 20 mm <i>Tungsten electrode, insulated, angled, 0.5 x 20 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
76-10303-80	Nadelelektrode mit Wolframnadel und Keramikspitze, 5 mm, Ø 0,5 mm <i>Needle electrode with tungsten needle and ceramic, 5 mm, Ø 0.5 mm</i>	1		Umax: 1 KVp

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
76-10344-10	Kugelelektrode, Ø 2,0 mm Ball electrode, Ø 2.0 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp
76-10344-20	Kugelelektrode, Ø 4,0 mm Ball electrode, Ø 4.0 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp
76-10340-00	Spatelektrode, 2,5 x 20 mm Spatula electrode, 2.5 x 20 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp
76-10341-00	Schneidelektrode, isoliert, 2,5 x 20 mm Blade electrode, insulated, 2.5 x 20 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp
76-10342-10	Nadelelektrode, Ø 0,5 / 0,5 x 12 mm Needle electrode, Ø 0.5 / 0.5 x 12 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp
76-10342-20	Nadelelektrode, Ø 0,7 / 0,5 x 12 mm Needle electrode, Ø 0.7 / 0.5 x 12 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C



Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
76-10339-00	Elektrodenverlängerung, für 2,4 mm Schaft, 100 mm <i>Extension for electrodes, with 2.4 mm shaft, 100 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 4 KVp
			
76-10339-50	Elektrodenverlängerung, für 2,4 mm Schaft, 150 mm <i>Extension for electrodes, with 2.4 mm shaft, 150 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 4 KVp
			
76-10364-00	Schlingenelektrode, 10 x 25 mm <i>Loop electrode, 10 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 0,5 KVp
			
76-10362-00	Schlingenelektrode, 15 x 25 mm <i>Loop electrode, 15 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 0,5 KVp
			
76-10363-00	Schlingenelektrode, 20 x 25 mm <i>Loop electrode, 20 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>	Umax: 0,5 KVp
			

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C


Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
76-10346-00	Schlingenelektrode, 10 x 10 mm Loop electrode, 10 x 10 mm	VPE 1 Unit 1 Umax: 0,5 KVp
76-10350-10	Schlingenelektrode, isoliert, 15 x 15 mm Loop electrode, insulated, 15 x 15 mm	VPE 1 Unit 1 Umax: 0,5 KVp
76-10350-00	Schlingenelektrode, isoliert, 15 x 20 mm Loop electrode, insulated, 15 x 20 mm	VPE 1 Unit 1 Umax: 0,5 KVp
76-10351-00	Schlingenelektrode, 20 x 20 mm Loop electrode, 20 x 20 mm	VPE 1 Unit 1 Umax: 0,5 KVp
76-10352-00	Schlingenelektrode, 26 x 20 mm Loop electrode, 26 x 20 mm	VPE 1 Unit 1 Umax: 0,5 KVp

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C
Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
76-10358-00	Schlingenelektrode, Ø 10 mm Loop electrode, Ø 10 mm	VPE 1 Unit 1 Umax: 0,5 KVp
		
76-10359-00	Schlingenelektrode, Ø 15 mm Loop electrode, Ø 15 mm	VPE 1 Unit 1 Umax: 0,5 KVp
		
76-10360-00	Schlingenelektrode, Ø 20 mm Loop electrode, Ø 20 mm	VPE 1 Unit 1 Umax: 0,5 KVp
		
76-10361-00	Schlingenelektrode, Ø 25 mm Loop electrode, Ø 25 mm	VPE 1 Unit 1 Umax: 0,5 KVp
		

Monopolare Elektroden für Dental und Kosmetik, wiederverwendbar, Schaft 1,6 mm
Monopolar electrodes for dental and cosmetic applications, reusable, shaft 1,6 mm

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
76-10404-00	Drahtschlingenelektrode, Ø 3 mm <i>Wire loop electrode, Ø 3 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
76-10405-00	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
76-10406-00	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
76-10401-00	Nadelelektrode, 0,2 mm <i>Needle electrode, 0.2 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
76-10402-00	Nadelelektrode, abgewinkelt 45° <i>Needle electrode, angled 45°</i>	5		Umax: 1 KVp
76-10416-00	Koagulations-Nadelelektrode <i>Coagulation - Needle electrode</i>	5		Umax: 1 KVp
76-10417-00	Kugelelektrode, Ø 1,7 mm <i>Ball electrode, Ø 1.7 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
76-10417-10	Kugelelektrode, Ø 1,7 mm <i>Ball electrode, Ø 1.7 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
76-10418-00	Kugelelektrode, Ø 3 mm <i>Ball electrode, Ø 3 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
76-10418-10	Kugelelektrode, Ø 3 mm <i>Ball electrode, Ø 3 mm</i>	5		Umax: 1 KVp
76-10419-00	Koagulations- und Fulgurationselektrode <i>Electrode, coagulating and fulguration</i>	5		Umax: 1 KVp

Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoclavierbar 134°C
Electrodes for the plastic surgery, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
76-10390-00	Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm <i>Needle electrode, flexible, tungsten 0,25</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10384-00	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 7 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10384-10	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 9 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10384-20	Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, rhombic shape, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10384-30	Drahtschlößenelektrode, Ø 5 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10384-40	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10381-00	Kugelelektrode, Ø 1 mm, biegsam <i>Ball electrode, Ø 1 mm, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10383-00	Kugelelektrode Ø 3 mm, biegsam <i>Ball electrode Ø 3 mm, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp
7610382-00	Spatelelektrode, biegsam <i>Spatula electrode, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp

Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Electrodes for the plastic surgery, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C


Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
76-10290-00	Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm <i>Needle electrode, flexible, tungsten 0,25</i>	5		Umax: 2 KVp
76-10284-00	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 7 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
76-10284-10	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 9 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
76-10284-20	Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, rhombic shape, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
76-10284-30	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
76-10284-40	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
76-10281-00	Kugelelektrode, Ø 1 mm, biegsam <i>Ball electrode, Ø 1 mm, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp
76-10283-00	Kugelelektrode Ø 3 mm, biegsam <i>Ball electrode Ø 3 mm, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp
76-10282-00	Spatelektrode, biegsam <i>Spatula electrode, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp

Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 1,6 mm, autoklavierbar 134°C
Electrodes for the plastic surgery, reusable, 1.6 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
76-10490-00	Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm <i>Needle electrode, flexible, tungsten 0,25</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10484-00	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 7 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10484-10	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, triangular shape, 9 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10484-20	Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, rhombic shape, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10484-30	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10484-40	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10481-00	Kugelelektrode, Ø 1 mm, biegsam <i>Ball electrode, Ø 1 mm, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10468-00	Kugelelektrode Ø 3 mm, biegsam <i>Ball electrode Ø 3 mm, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp
76-10482-00	Spatelektrode, biegsam <i>Spatula electrode, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp

Microdissektions-Nadelelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C


Mircodissection Needle Electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C



Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
76-10286-10	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1 Umax: 2 KVp
	115 mm	
76-10286-20	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1 Umax: 2 KVp
	115 mm	
76-10286-30	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1 Umax: 2 KVp
	80 mm	
76-10286-40	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1 Umax: 2 KVp
	80 mm	
76-10286-50	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1 Umax: 2 KVp
	45 mm	
76-10286-60	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1 Umax: 2 KVp
	45 mm	
76-10290-00	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5 Umax: 2 KVp
	20 mm	
76-10290-50	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5 Umax: 2 KVp
	20 mm	

Microdissektions-Nadelelektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C


Microdissection Needle Electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C



Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
76-10386-10	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		Umax: 2 KVp
76-10386-20	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		Umax: 2 KVp
76-10386-30	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		Umax: 2 KVp
76-10386-40	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		Umax: 2 KVp
76-10386-70	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		Umax: 2 KVp
76-10386-80	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
		Umax: 2 KVp
76-10390-00	Microdissektions-Nadelelektrode, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5
		Umax: 2 KVp
76-10390-50	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5
		Umax: 2 KVp

Nadelelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C


Needle electrodes with ceramic, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C



Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
76-10287-10	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10287-20	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10287-30	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10287-40	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10287-50	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10287-60	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10287-70	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 5 Unit 5
		
76-10287-80	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 5 Unit 5
		

Nadelelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C

Needle electrodes with ceramic, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C







Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
76-10387-10	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 5 Unit 5
		
76-10387-20	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 5 Unit 5
		
76-10387-30	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10387-40	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10387-50	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10387-60	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10387-70	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		
76-10387-80	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
		

Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Arthroscopic electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
76-10802-10	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1,5 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 0,6 mm Needle electrode, 90° angled, 1.5 mm, shaft length 115 mm, Ø 0.6 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp
76-10802-20	Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 0,6 mm Needle electrode, 90° angled, 4 mm, shaft length 115 mm, Ø 0.6 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp
76-10802-40	Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm Knife electrode, 45° angled, 4 mm, shaft length 115 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp
76-10802-50	Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 1,5 mm Button electrode, 90° angled, 4 mm, shaft length 115 mm, Ø 1.5 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp
76-10802-70	Kugelelektrode, Schaftlänge 115 mm, Ø 3 mm Ball electrode, shaft length 115 mm, Ø 3 mm	VPE 1 Unit 1
		Umax: 4 KVp

Argon-Plasmaelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C
Argon plasma electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
76-96001-95	Monopolare Argon-Elektrode, 75 mm lang, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 75 mm long, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
76-96002-95	Monopolare Argon-Elektrode, 150 mm lang, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 150 mm long, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
76-96003-95	Monopolare Argon-Elektrode, 350 mm lang, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 350 mm long, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
76-96004-95	Monopolare Argon-Elektrode, 100 mm lang, Nadel 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 100 mm long, needle type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
76-96005-95	Monopolare Argon-Elektrode, 180 mm lang, Nadel 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 180 mm long, needle type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
76-96006-95	Monopolare Argon-Elektrode, 100 mm lang, Messer 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 100 mm long, blade type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		
76-96007-95	Monopolare Argon-Elektrode, 180 mm lang, Messer 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 180 mm long, blade type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
		


HF-Handgriffe, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C

HF-Pencil, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
76-92047-00	HF Handgriff für 4 mm Schaft - Elektroden <i>HF pencil for 4 mm shaft - electrodes</i>	1	Erbe kompatibel 
76-92048-00	Handgriff für 2,4 mm Schaft - Elektroden <i>HF pencil for 2.4 mm shaft - electrodes</i>		
76-92070-40	4 m HF Handgriff - Kabel Erbe kompatibel <i>HF pencil - cable Erbe compatible</i>	1	HF-Gerät ERBE 
76-92071-50	5 m HF Handgriff - Kabel Erbe kompatibel <i>HF pencil - cable Erbe compatible</i>		
76-92059-40	4 m HF Handgriff - Kabel <i>HF pencil - cable</i>	1	HF-Gerät international 
76-92060-50	5 m HF Handgriff - Kabel <i>HF pencil - cable</i>		
76-92043-00	HF Handgriff für 4 mm Schaft - Elektroden <i>HF pencil for 4 mm shaft - electrodes</i>	1	Martin / Berchtold kompatibel 
76-92044-00	Handgriff für 2,4 mm Schaft - Elektroden <i>HF pencil for 2.4 mm shaft - electrodes</i>		
76-92041-40	4 m HF Handgriff - Martin, Berchtold komp. <i>HF pencil - Martin, Berchtold comp.</i>	1	HF-Gerät Martin / Berchtold 
76-92040-50	5 m HF Handgriff - Martin, Berchtold komp. <i>HF pencil - Martin, Berchtold comp.</i>		
76-92057-40	4 m HF Handgriff - Kabel int. Geräte <i>HF pencil - cable int. Units</i>	1	HF-Gerät international 
76-92058-50	5 m HF Handgriff - Kabel int. Geräte <i>HF pencil - cable int. Units</i>		

HF-Handgriffe, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C

HF-Pencil, reusable, autoclavable 134°C

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
76-97043-00	HF Handgriff für 1,6 mm Schaft - Elektroden mit integriertem Kabel, ohne Tasten <i>HF pencil for 1.6 mm shaft - electrodes cable integrated, without buttons</i>	1	Handgriff, dental / plastische Chirurgie  <i>Pencil, dental / plastic surgery</i>
76-92097-30	3 m HF Handgriff - Kabel RfQ <i>3 m HF pencil - cable RfQ</i>	1	HF-Gerät Martin  <i>HF-Unit Martin</i>
76-92098-30	3 m HF Handgriff - Kabel RfQ <i>3 m HF pencil - cable RfQ</i>	1	HF-Gerät ERBE  <i>HF-Unit ERBE</i>
76-92096-30	3 m HF Handgriff - Kabel RfQ <i>3 m HF pencil - cable RfQ</i>	1	4 mm Stecker  <i>4 mm plug</i>



Chirurgische Instrumente
Containersysteme
Kaltlichtkabel
Laryngoskope

und mehr ...

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Bruderhofstrasse 10-12 D-78532 Tuttlingen
Telefon +49(0)7461/96170 Telefax +49(0)7461/961720
www.rfq.de info@rfq.de
