



## EXTRAKTIONSZANGE *WIREGRIP*

### **13-90703-18**

Maulbreite 3 mm - Länge 18 cm

### **13-90706-18**

Maulbreite 6 mm - Länge 18 cm

Schonen Sie jetzt Ihre wertvollen Nadelhalter !

Weitreichend bekannt ist, dass viele Ärzte zum Extrahieren von Kirschner-Bohrdrähten Standard-TC-Nadelhalter verwenden.

Aufgrund ihrer Bauweise sind Nadelhalter für Arbeiten dieser Art denkbar ungeeignet. Regelmässig brechen dadurch die eingesetzten Nadelhalter am Maulteil ab. Herkömmliche Flach- oder Spitzzangen sind wiederum zu grob und können die teilweise sehr kurz abgeschnittenen Drähte kaum fassen.

Mit der neu entwickelten **übersetzten** Extraktionszange *WIREGRIP* können die zu extrahierenden Drähte schnell und sicher gefasst und gezogen werden.

Schonen Sie Ihre Kräfte und Ihr Budget jetzt mit *WIREGRIP*.



RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Bruderhofstrasse 10-12  
D-78532 Tuttlingen  
Telefon +49(0)7461/96170  
Telefax +49(0)7461/961720  
E-Mail: [info@rfq.de](mailto:info@rfq.de)  
Internet: <http://www.rfq.de>