



RENZ FOR QUALITY

FASEROPTIK

RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG


Sattlerstrasse 28
D-78532 Tuttlingen

Telefax (07461) 9617-20
Telefon (07461) 9617-0

E-Mail: info@rfq.de

<http://www.kaltlichtkabel.de>

KALTLICHTKABELVERGLEICHSLISTE



LINVATEC CONMED

SYSTEM STANDARD VERKLEBT

Faserbündel Durchmesser	Länge mm	RfQ-Artikel Kabel	Projektor Adapter	Endoskop Adapter	Linvatec-Artikelnummer
3,5	3000	00-21110-63	Diverse Adaptionmöglichkeiten (siehe unten)		C3279
4,9	3000	00-21210-63		C3278	

SYSTEM VERSCHMOLZEN HOCHTEMPERATURFEST

Faserbündel Durchmesser	Länge mm	RfQ-Artikel Kabel	Projektor Adapter	Endoskop Adapter	Linvatec-Artikelnummer
3,5	3000	00-22330-50	Diverse Adaptionmöglichkeiten (siehe unten)		C3279
4,9	3000	00-22230-50		C3278	

ADAPTERSYSTEME

LE ACMI	00-21110-66	7456
LE WOLF, DYONICS	00-21110-74	7455
LE STORZ	00-21110-70	7457
LE OLYMPUS	00-21116-62	7458
LA OLYMPUS	00-21010-71	7453
LA WOLF, DYONICS	00-21010-76	7451
LA ACMI	00-21010-67	7452

Lichtleiter entsprechen nicht zu 100% dem Original-Kaltlichtkabel des Herstellers.
Irrtümer vorbehalten.

LE=LICHTEINTRITT
LA=LICHTAUSTRITT